

TLA ポンプ NEO

- ◆ 国内製造の TLA 麻酔専用ポンプ
- ◆ コントロールダイヤルで送液量がコントロールできます
- ◆ ハンズフリーで TLA 麻酔が施行できるため
手技時間が短縮できます



スピーディーな 下肢静脈瘤治療を サポート

TLA 麻酔は

日帰り下肢静脈瘤手術の標準的麻酔法となっており

血管内焼灼術では疼痛抑制

皮膚・周囲組織の熱傷予防に加え

治療静脈径を減少させることができるため

効率的な治療が行えます

● 使用目的

下肢静脈瘤治療で施行する

TLA 麻酔（低濃度大量浸潤局所麻酔）に使用する

一 般 的 名 称

非静注インフュージョンポンプ

販 売 名

TLA ポンプ NEO

承 認 番 号

30700BZX00108000

医 療 機 器 分 類

クラスⅡ・管理医療機器

TLA ポンプ NEO 仕様

製 品 番 号

INTLA-01

電 源 電 圧

100V、50/60Hz

消 費 電 力

70VA

最 大 送 液 量

約 202mL/分（20G 注射針接続時）*

約 78mL/分（23G 注射針接続時）*

* TLA チューブ NEO 使用時

寸 法 ・ 重 量

250W×211D×163H（mm）・3kg

電撃に対する保護の形式による分類

クラスⅡ 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類

BF 形装着部

耐用年数

5 年（自主基準）

フットスイッチ

モーメンタリー型



製造元
ケーピーエス工業株式会社

Integral

製造販売元
株式会社インテグラル

〒141-0021
東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル
TEL: 03-6417-0810
FAX: 03-6417-0853
www.varixlaser.jp

