



Easy to prepare

Sclero Foam Kit

フォーム硬化剤調製キット



スクレロフォームキット



簡便

3点セットで
準備の手間を軽減

安全性


硬化剤吸引時の
針刺事故を回避

標準化

再現性の高い
フォームづくりを
サポート

フォームの 安定性

シリコンフリーのシリンジで
フォーム半減期が延長*



SCLコネクター

寸法 内径1.0mm/長さ20mm

材質 ポリ塩化ビニル

可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)



オムニフィックス・ インジェクト


シリンジ容量 2mL

先端形状 ルアーロック

材質

外筒：ポリプロピレン


プランジャ：高密度ポリエチレン



プラスチックカニューラ

寸法 41mm

材質 ポリプロピレン



製造販売業者

Integral

株式会社インテグラル

〒141-0021

東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル11F TEL:03-6417-0810 www.varixlaser.jp



一般的名称	薬液調整用器具
販売名	スクレロフォーム
医療機器届出番号	13B1X10057000007
クラス分類	一般医療機器(クラスⅠ)
製品番号	POL-SFK

[参考資料]* Cavezzi A, Tessari L. Foam sclerotherapy techniques: different gases and methods of preparation, catheter versus direct injection. Phlebology 2009; 24:247-51.